

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎
TEL 0985-52-6688 FAX 0985-52-8093

【QFTゴールド】検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、この度、標記項目につきまして、試薬元メーカーより、検査内容を変更させて頂く旨の連絡がございましたのでご案内申し上げます。

事情ご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。



謹白

記

◆ 検査内容変更項：

■ QFTゴールド（クオンティフェロンTB）

◆ 変更内容：

	新	旧
検体量	血液 6.0ml	血液 1ml × 3本
保存方法	冷蔵(2~8℃)	室温(17~27℃)
容器	ヘパリンリチウム容器(専用容器)※1.2.3 	QFTゴールド専用容器 
注意事項	採血後、 32時間 以上経過した検体での検査はできませんので、ご依頼状況によっては受託できない場合があります。	採血後、 16時間 以上経過した検体での検査はできませんので、ご依頼状況によっては受託できない場合があります。

※1. 新容器（1本）で検体を提出いただき、弊社にて旧容器（3本）に分注し検査を実施いたします。

※2. 新容器での採血後は、血液が抗凝固剤（ヘパリンリチウム）と完全に混和されるよう、5回程度確実に転倒混和を行ってください（旧容器で採血後に行っていた容器を上下に振る工程は行わないでください）。

※3. 新容器の購入につきましては、弊社営業担当または総合インフォメーションまでお申し付けください。

※4. 旧容器も、引き続きご使用いただけます。その際の「検体量」「保存」「注意事項」につきましては、旧の内容になりますのでご注意ください（旧容器をご使用の際は、採血後に容器を上下に5秒間または10回振ってください）。

◆ 変更期日：平成 29 年 8 月より順次変更

以上