

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎
TEL0985-52-6688 FAX0985-52-8093

検査容器変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。
この度、下記検査項目につきまして、検査容器を変更させて頂くこととなりましたので、ご案内申し上げます。
何卒、ご理解、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。



謹 白

記

● 報告内容変更項目：

■ ノロウイルス検査（BLEIA 法）

◆ 変更箇所

変更箇所	新	旧																
容器	 <table border="1"> <tr><td>容器保管方法</td></tr> <tr><td>室温</td></tr> <tr><td>採取後保存方法</td></tr> <tr><td>冷蔵</td></tr> <tr><td>採取量</td></tr> <tr><td>糞便 1g以上</td></tr> <tr><td>採取方法</td></tr> <tr><td>糞便 1g以上を容器ネジ式箇所にてからませ採便</td></tr> </table>	容器保管方法	室温	採取後保存方法	冷蔵	採取量	糞便 1g以上	採取方法	糞便 1g以上を容器ネジ式箇所にてからませ採便	 <table border="1"> <tr><td>容器保管方法</td></tr> <tr><td>室温</td></tr> <tr><td>採取後保存方法</td></tr> <tr><td>冷蔵</td></tr> <tr><td>採取量</td></tr> <tr><td>糞便 1g以上</td></tr> <tr><td>採取方法</td></tr> <tr><td>糞便 1g以上を容器スプーン箇所にて採便</td></tr> </table>	容器保管方法	室温	採取後保存方法	冷蔵	採取量	糞便 1g以上	採取方法	糞便 1g以上を容器スプーン箇所にて採便
容器保管方法																		
室温																		
採取後保存方法																		
冷蔵																		
採取量																		
糞便 1g以上																		
採取方法																		
糞便 1g以上を容器ネジ式箇所にてからませ採便																		
容器保管方法																		
室温																		
採取後保存方法																		
冷蔵																		
採取量																		
糞便 1g以上																		
採取方法																		
糞便 1g以上を容器スプーン箇所にて採便																		
備考	<p>当日報告可能な【ノロウイルス抗原】や高精度の【ノロウイルス rtPCR】用の容器は変更ございませんので予めご了承下さい 尚、各ノロウイルス検査概要は別紙【ノロウイルス検査一覧】をご参照下さい</p>																	

◆ 変更開始期日：平成 28 年 3 月より順次変更

以上