

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎
TEL0985-52-6688 FAX0985-52-8093

投与薬剤フルベストラントが エストラジオール(E2)測定値に及ぼす影響 についてのお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

このたび、エストラジオール(E2)検査試薬におきまして、試薬製造販売元より下記の連絡がございましたのでご案内申し上げます。

謹 白

記

● 検査項目:

■ E2(エストラジール)

閉経後乳癌治療剤として用いられる薬剤「フルベストラント」(商品名:フェソロデックス® 筋 250mg)を投与されている患者様におきまして、エストラジオール(E2)の測定値が、**高値傾向(交差反応 0.23%)**となることが判明しました。

エストラジオール(E2)偽高値の結果により、不適切な評価につながる可能性があるため、ご注意くださいようお願い申し上げます。

※ 弊社受託のエストラジオール(E2)検査は、免疫反応に基づく測定法であり、フルベストラントの影響を受けないエストラジオール(E2)測定法の検査受託は行っておりません
何卒よろしくご了承の程お願い申し上げます。