

# インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎  
TEL0985-52-6688 FAX0985-52-8093

## 検査内容変更項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。  
さて、この度、下記項目につきまして、測定試薬を次世代新試薬へ変更させて頂く事となりましたので、ご案内申し上げます。  
今回の変更により、測定内容が変更となりますので予めご了承ください。  
何卒ご利用ご用命の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹 白

### 記

#### ● 検査内容変更項目:

■ QFTゴールド

◆ 変更期日：平成 30 年 10 月 15 日(月)受付分より

※ 詳細につきましては裏面をご参照下さい

## ● QFTゴールドプラス

### ◆ 変更内容:

	新	旧
項目名	QFTゴールドプラス	QFTゴールド
検査方法	EIA法	同左
参考基準値 単 位	判定結果:(-) TB1値: 基準値なし IU/ml TB2値: 基準値なし IU/ml Mitogen値: 基準値なし IU/ml Nil値: 基準値なし IU/ml	総合判定:(-) 測定値 A: 0.10未満 IU/ml 測定値 M: 0.50以上 IU/ml
判定報告	(-)/(+)/判定不可	(-)/(+)/判定保留/判定不能
容 器	QFT専容器(ヘパリンリチウム 6.0ml管) 	同左
検体保存方法	採血後、冷蔵	同左

### ◆ 既承認品(QFTゴールド)との相関:

		既承認品(QFTゴールド)				合計
		陽性(+)	判定保留	判定不可	陰性(-)	
QFT ゴールド プラス	陽性(+)	253	3	1	5	262
	判定不可	0	0	5	0	5
	陰性	7	16	0	308	331
	合計	260	19	6	313	598

一致率: 93.8%(561/598)メーカー検討データ

### ◆ 結果の解釈:

Nil値 (IU/ml)	TB1 値 (IU/ml)	TB2 値 (IU/ml)	Mitogen 値 (IU/ml)	結果	解釈
8.0 以下	0.35以上 かつ Nil値の25%以上	不問	不問	陽性 (+)	結核感染を疑う
	不問	0.35以上 かつ Nil値の25%以上			
	0.35未満、あるいは0.35以上 かつ Nil値の25%未満		0.5以上	陰性 (-)	結核感染していない
8.0 を超える	不問		0.5未満	判定 不可	結核感染の有無 について 判定できない

ご不明な点は弊社担当までお申し付け下さい

以上