

お客様各位

重 要

令和3年12月23日

21-36

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎

TEL0985-52-6688

FAX0985-52-8093

新型コロナウイルスPCR検査・結果陽性時

【変異株スクリーニング検査】測定株変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、現在、新型コロナウイルス感染症において、新たな変異株【オミクロン株】が検出されております。

こちらのオミクロン株は、新たな変異「E484A変異 (B.1.1.529.系統)」及び、アルファ株で見られた「N501Y変異」等を有し、デルタ株で見られた「L452R変異」を持たないとされております。

この為、弊社と致しましては、新型コロナウイルスPCR検査において「陽性」が検出された場合の「変異株スクリーニング検査」に付きまして、測定内容を「E484A変異(オミクロン株)」及び「L452R変異(デルタ株)」の同時測定へ変更させて頂く事となりましたので、ご案内申し上げます。

また、こちら検査を実施させて頂くにあたり、いくつかの注意点がございますので詳細に付きましては、裏面をご参照ください。

弊社と致しましては、臨床検査を通じ、県内の新型コロナウイルス感染症の速やかな収束化に対し、少しでもお役立て頂けるよう、業務に邁進してまいり所存でございますので、今後ともかわらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

◆ 検査開始期日： 令和4年1月4日(火)受付分より

《新型コロナウイルス変異株スクリーニング検査を実施するうえでの注意点》

【 保険点数 】

- * 変異株スクリーニング検査試薬は研究用試薬です(保険点数はございません)
試薬名: 島津製作所 SARS-CoV-2 変異株検出コア試薬キット E484A プライマー/プローブセット
: 島津製作所 SARS-CoV-2 変異株検出コア試薬キット L452R プライマー/プローブセット

【 検査費用 】

- * こちらを検査実施する事による、弊社からの貴院様への追加請求費用は発生致しません
従来の新型コロナウイルス PCR 検査を受託させて頂く上での、サービス項目として検査実施させて頂きます

【 検査内容 】

- * 従来、ご依頼頂いております「新型コロナウイルス PCR 検査」は、変異株にも対応可能な試薬(島津製作所 2019 新型コロナウイルス検出試薬キット)を使用しております
この為、「変異株スクリーニング検査」は、新型コロナウイルス PCR 検査にて結果陽性後、株判別の事理により検査実施するものであり、「変異株スクリーニング検査」のみでのご依頼は受託致しかねますのでご了承下さい
- * 今回の変異株スクリーニング検査は、オミクロン株で有する【E484A 変異】、デルタ株で有する【L452R 変異】のみをターゲットに検出する試薬です
- * 「新型コロナウイルス PCR 検査」結果にて「陽性」または「陽性疑い」の場合、従来どおり再検査(2 回測定での確定報告)を実施しますが、こちらの際に、「変異株スクリーニング検査」も同時検査実施致します
(再検査実施前は、結果報告遅延の旨、中間報告をさせて頂きます)

【 結果報告 】

- * 「変異株スクリーニング検査」にて【E484A 変異/L452R 変異】が検出された場合のみ【E484A 変異株疑い/L452R 変異疑い】として結果コメントにて、結果返却させて頂きます (※1)
こちらの検査にて、E484A/L452R 変異が検出されない場合でも、E484A/L452R 変異疑いを否定することはできませんので、「変異株検出せず」などの結果返却は致しかねますのでご了承下さい

【 その他 】

- * 新型コロナウイルス PCR 検査「陽性」にて、所管保健所様へ「新型コロナウイルス感染症発生報告および発生届」をご提出する際、「E484A 変異株疑い」結果の場合は、こちらの結果も併せてご報告頂きますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます
- * 弊社、検査ご提出前に、院内「新型コロナウイルス抗原検査(迅速キット)」にて「陽性」の場合は、検査依頼書「備考欄」に「抗原キット陽性」等の情報提供を頂けますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます

※1 報告形式見本

PCR「陽性」/E484A・L452R 変異「陽性」の場合	PCR「陽性」/E484A・L452R 変異「検出せず」の場合																		
<table border="1"><thead><tr><th>検査項目</th><th>測定値</th><th>単位</th></tr></thead><tbody><tr><td>新型コロナウイルス PCR (唾液)</td><td></td><td>ヨウセイ</td></tr><tr><td colspan="3">再検査済みです。 「E484A 変異」の疑いがあります。</td></tr></tbody></table>	検査項目	測定値	単位	新型コロナウイルス PCR (唾液)		ヨウセイ	再検査済みです。 「E484A 変異」の疑いがあります。			<table border="1"><thead><tr><th>検査項目</th><th>測定値</th><th>単位</th></tr></thead><tbody><tr><td>新型コロナウイルス PCR (唾液)</td><td></td><td>ヨウセイ</td></tr><tr><td colspan="3">再検査済みです。</td></tr></tbody></table>	検査項目	測定値	単位	新型コロナウイルス PCR (唾液)		ヨウセイ	再検査済みです。		
検査項目	測定値	単位																	
新型コロナウイルス PCR (唾液)		ヨウセイ																	
再検査済みです。 「E484A 変異」の疑いがあります。																			
検査項目	測定値	単位																	
新型コロナウイルス PCR (唾液)		ヨウセイ																	
再検査済みです。																			
<table border="1"><thead><tr><th>検査項目</th><th>測定値</th><th>単位</th></tr></thead><tbody><tr><td>新型コロナウイルス PCR (唾液)</td><td></td><td>ヨウセイ</td></tr><tr><td colspan="3">再検査済みです。 「L452R 変異」の疑いがあります。</td></tr></tbody></table>	検査項目	測定値	単位	新型コロナウイルス PCR (唾液)		ヨウセイ	再検査済みです。 「L452R 変異」の疑いがあります。												
検査項目	測定値	単位																	
新型コロナウイルス PCR (唾液)		ヨウセイ																	
再検査済みです。 「L452R 変異」の疑いがあります。																			