

お客様各位

令和3年3月19日

21-12

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎

TEL0985-52-6688

FAX0985-52-8093

器材及び依頼書注文書 用紙規格変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、この度、標記注文書につきまして用紙形式を変更させて頂くこととなりましたので、ご案内申し上げます。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹 白

記

◆ 注文書 用紙規格変更

■ 新器材及び依頼書注文書 ■

◆ 変更期日：令和3年3月22日(月)注文分より

※ 詳細につきましては裏面をご参照下さい

注文日 令和 年 月 日

器材及び依頼書注文書

□施設コード()

□施設名: / 外来・病棟

貴院発注者の記名又は押印⇒

施設注文者	当社受領者	器材準備者

器材名	規格	個数	納品日数	持ち出し日	担当サイン	器材コード
全血用 採血管(ニプロ 8.5ml 分離剤入り)	1箱(100本) 10・50本	本・箱	1~4日	/		11112
血球用 採血管(ニプロ 2ml EDTA-2K入り)	1箱(100本) 10・50本	本・箱	1~4日	/		11121
血糖用 採血管(ニプロ 2ml フッ化Na入り)	1箱(100本) 10・50本	本・箱	1~4日	/		11131
凝固用 採血管(ニプロ 1.8ml 3.8%クエン酸入り)	1箱(50本)・・・個包装	箱	1~4日	/		11134
	1本	本	1~4日	/		11135
血沈用 採血管(ニプロ 1.6ml 3.8%クエン酸入り)	1箱(50本)・・・個包装	箱	1~5日	/		11136
	1本	本	1~4日	/		11137
血中薬物用 ヘモガードプラスプレイン管 6ml	1箱(100本) 10・50本	本・箱	1~3日	/		11138
	1本	本	1~4日	/		11139
EDTA-2Na入り採血管(BNP・レニン・ACTH・カテコール)	2ml・5ml・7ml 1本	本	1~3日	/		11140
アンモニア専用 採血管(テルモ 2ml EDTA-2K入り)	1本	本	1~3日	/		11141
亜鉛専用 採血管(酸洗浄済み容器)	1本	本	1~3日	/		11142
HCV/ HBVウイルス 遺伝子検査用 採血管 5mL	1本	本	1~3日	/		11143
HBV-DNA定量/TMA HCV-RNAジェノタイプ専用 採血管 3mL	1本	本	1~3日	/		11144
QFT-ゴールド専用 採血管	1本	本	1~5日	/		32297
尿素呼気試験用 呼気バック	1箱(20枚)	箱	1~4日	/		52001
	1セット(2枚)	セット	1~4日	/		52001
便ヘモグロビン ニュー採便容器	1日法/1セット(1本)・1箱(100本)	セット・箱	1~4日	/		42005
	2日法/1セット(2本)・1箱(100本)	セット・箱	1~4日	/		42001
尿スピッツ (滅菌済み)	1袋(10本)	袋	1~2日	/		22241
スポイド付き喀痰処理器 (滅菌済み)	1袋(5本)	袋	1~2日	/		22234
細菌検査用 カルチャスワブ(オレンジキャップ)	1袋(50本)	袋	1~2日	/		22230
	1本	本	1~3日	/		22231
細菌検査用 カルチャスワブ(青キャップ) ←新たに追加	1袋(50本)	袋	1~2日	/		22232
	1本	本	1~3日	/		22233
細菌検査用 カルチャーボトル	嫌気(橙) + 好気(青)	セット	1~2日	/		22235
	嫌気(橙キャップ)1本	本	1~3日	/		22236
	好気(青キャップ)1本	本	1~3日	/		22237
病理組織容器	赤キャップ(瓶) 中・大	個	1~2日	/		22300
	白キャップ 小・中・大	個	1~2日	/		22301
ニプロ 22G採血針付きホルダー	1箱(50本)	箱	1~4日	/		12245
ニプロ ルアーアダプター付きホルダー	1箱(50本)	箱	1~4日	/		12249
ニプロ ルアーアダプター	1箱(100本)	箱	1~4日	/		12351
ニプロ ホルダーS (ホルダーのみ)	1袋(50個)	袋	1~5日	/		11948
細胞診検査 婦人科用 Rover Cervexブラシ(大)	1箱(100本)	箱	1~5日	/		22210
細胞診検査 婦人科用 Endo CervexブラシS(小)	1箱(100本)	箱	1~5日	/		22223
細胞診検査 婦人科用 プレザープサイト液20ml容器	1箱(50個)	箱	1~5日	/		92212
血液ガス検査 採取キット(スマス)	1・2・5・10本 / 1箱(25本)	本・箱	1~2日	/		62001

その他の器材(器材名を下の空欄にご記入下さい。)

↑
規格表示の変更

依頼書名	枚数	納品日数	持ち出し日	担当サイン	器材コード
臨床検査 依頼書		枚 1日~2日			
細菌検査 依頼書		枚 1日~4日			
細胞診検査 依頼書		枚 1日~4日			
病理組織損断 依頼書		枚 1日~2日			
集団検査 依頼書		枚 1日~2日	/		
アレルギー専用 依頼書		枚 1日~2日	/		
検査録 台紙 A4・B5・B5三つ折		枚 1日~2日	/		

その他の依頼書(依頼書名を下の空欄にご記入下さい。)

*お手数ですが該当する欄にご記入の上、回収担当者にお渡し下さいます様ご協力お願い致します。
*注文後、納品させて頂くまでお時間を頂く場合もございますので、お早めにご注文下さい。

㈱臨床宮崎
TEL(0985)52-6688
FAX(0985)52-8093

注文日 令和 年 月 日

婦人科用 器材及び依頼書注文書

□施設コード()

施設注文者	当社受領者	器材準備者

貴院発注者の記名又は押印⇒

□施設名:

器材名	規格	個数	納品日数	持ち出し日	担当サイン	器材コード
全血用 採血管(ニプロ 8.5ml 分離剤入り)	1箱(100本) 10・50本	本・箱	1~4日	/		11112
血球用 採血管(ニプロ 2ml EDTA-2K入り)	1箱(100本) 10・50本	本・箱	1~4日	/		11121
血糖用 採血管(ニプロ 2ml フッ化Na入り)	1箱(100本) 10・50本	本・箱	1~4日	/		11131
凝固用 採血管(ニプロ 1.8ml 3.8%クエン酸入り)	1箱(50本)・・・個包装	箱	1~4日	/		11134
	1本	本	1~4日	/		11135
間接クームス用 ヘモガードプラスプレイン管 6ml	1箱(100本) 10・50本	本・箱	1~3日	/		11138
	1本	本	1~3日	/		11139
一般検査及び細菌検査用 尿スピッツ (滅菌済み)	半透明 10本×1袋	本・袋	1~2日	/		22241
淋菌/クラミジア RT-PCR法 専用採取キット(ぬぐい液・初原用)	尿スピッツ(赤フタ)+綿棒×1セット	セット	1~2日	/		/
クラミジアID EIA法専用 採取キット	1セット	セット	2~5日	/		/
HPV-DNA(ヒトパピローマウイルス)専用 採取キット	1セット	セット	1~5日	/		/
細菌検査用 カルチャースワブ(オレンジキャップ)	1袋(50本)	袋	1~2日	/		22230
	1本	本	1~2日	/		22231
細菌検査用 GBS(B群溶血性レンサ球菌)専用培地	1セット	セット	1~6日	/		/
ラミジップ	大・中・小	枚	1~4日	/		/
スポイド付き喀痰処理器 (滅菌済み)	5本×1袋	袋・本	1~2日	/		22234
JMS滅菌綿棒	1本	本	1~4日	/		/
病理組織容器	赤キャップ(瓶) 中・大	個	1~2日	/		22300
	白キャップ(プラ) 小・中・大	個	1~2日	/		22301
細胞診検査 婦人科用 Rover Cervexブラシ(大)	1箱(100本)	箱	1~9日	/		22210
細胞診検査 婦人科用 Endo CervexブラシS(小)	1箱(100本)	箱	1~9日	/		22223
細胞診検査 婦人科用 プレザーブサイト液20ml容器	1箱(50個)	箱	1~9日	/		92212
ニプロ 22G採血針付きホルダー	1箱(50本)	箱	1~4日	/		12245
ニプロ ルアーアダプター付きホルダー	1箱(50本)	箱	1~4日	/		12249
ニプロ ルアーアダプター	1箱(100本)	箱	1~4日	/		12351
ニプロ ホルダーS (ホルダーのみ)	1袋(50本)	袋	1~4日	/		11948

その他の器材(器材名を下の空欄にご記入下さい。)

↑
規格表示の変更

依頼書名	枚数	納品日数	持ち出し日	担当サイン	器材コード
臨床検査 依頼書	枚	1~2日	/		/
細菌検査 依頼書	枚	1~4日	/		/
細胞診検査 依頼書	枚	1~4日	/		/
病理組織診断 依頼書	枚	1~2日	/		/
検査録 台紙 A4・B5・B5三つ折	枚	1~2日	/		/

その他の依頼書(依頼書名を下の空欄にご記入下さい。)

※誠にお手数ですが該当する欄にご記入の上、回収担当者にお渡し下さいませ様ご協力お願い致します。
※注文後、納品させて頂くまでお時間を頂く場合もございますので、お早めにご注文下さい。

㈱臨床宮崎
TEL(0985)52-6688
FAX(0985)52-8093