

# インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎

TEL0985-52-6688 FAX0985-52-8093

## 検査内容変更項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして、測定精度の向上を期し、測定試薬を変更させて頂く事となりましたのでご案内申し上げます。

何卒、ご理解ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

謹 白

## 記

### ● 検査内容変更項目:

■ 1457: 抗dsDNA-IgG 抗体	■ 1118: 抗ssDNA-IgG 抗体
■ 2332: 抗RNAポリメラーゼⅢ抗体	■ 1886: AChR-結合抗体 (抗アセチルコリンレセプター抗体)
■ 1799: 遊離βHCG (HCGβサブユニット)	■ 1868: 総胆汁酸
■ 2246: HBc関連抗原定量	■ 1488: シスタチンC

◆ 変更期日: 令和5年8月1日(火)受付分より

※ 詳細につきましては裏面をご参照ください

## ● 検査内容変更項目

測定精度の向上を期し、測定試薬を変更させていただきます。

なお、この変更に伴い、検査方法／参考基準値が変更となりますので予めご了承下さい。

### ◆ 変更内容:

項目名	変更内容	新	旧	対象疾患
1457: 抗dsDNA-IgG 抗体	検査方法	FEIA法	ELISA法	SLE
	参考基準値	判定：(-) 定量値：10.0 未満	12 以下	
	単位	IU/mL	同左	
1118: 抗ssDNA-IgG 抗体	検査方法	FEIA法	ELISA法	SLE
	参考基準値	判定：(-) 定量値：7.0 未満	25 以下	
	単位	U/mL	AU/mL	
2332: 抗RNAポリメラーゼⅢ 抗体	検査方法	EIA法	ELISA法	強皮症
	参考基準値	判定：(-) インデックス値：28.0 未満	25 以下	
	単位	なし	同左	
1886: AChR-結合抗体 (抗アセチルコリンレセプター 抗体)	検査方法	RIA・2 抗体法	RIA法	重症筋無力症
	参考基準値	0.3 以下	0.2 以下	
	単位	nmol/L	nモル/L	
1799: 遊離βHCG (HCGβサブユニット)	検査方法	CLIA法	同左	HCG 産生腫瘍
	参考基準値	1.00 未満	0.28 未満	
	単位	ng/mL	同左	
1868: 総胆汁酸	検査方法	酵素法(酵素サイクリング法)	酵素法	肝・胆道疾患
	参考基準値	14.4 以下	10.0 以下	
	単位	μmol/L	μモル/L	
2246: HBc関連抗原定量	項目名	高感度HBc関連抗原定量	HBc関連抗原定量	B型肝炎 (診断、モニタリング HBV-DNAと 相関が良い)
	検査方法	CLIA法	同左	
	参考基準値	2.1 未満	2.9 以下	
	単位	LogU/mL	同左	
1488: シスタチンC ※	検査方法	ラテックス凝集比濁法	金コロイド凝集法	腎機能低下疑い クレアチンより特 異的に腎機能を 反映
	参考基準値	M：0.58~0.87 F：0.47~0.82	M：0.63~0.95 F：0.56~0.87	
	単位	mg/L	mg/mL	

※ シスタチン C 値をもとにした推算糸球体濾過量(eGFRcys)をご用命の際は、「1488:シスタチンC」と「2664:推算GFRcys」の2項目を併せてご依頼ください。年齢が18歳未満の場合は報告できませんのでご了承ください。

以上